



**Mein Therapie Laser  
- für jede Fläche**



## Lasotronic MTL – Mein Therapie Laser für jede Fläche

Der Lasotronic MTL ist ein handlicher und multimodaler niederenergetischer Laser. Er wird in der Laser Frequenztherapie und in der LLLT (Low Level Laser Therapie) eingesetzt.

Mit einer Wellenlänge von 785nm, einer Systemleistung von bis zu maximal 1050mW (pro Diode in 5mW-Stufen regulierbar), der wählbaren Frequenzmodulation von 1 bis 9'999.99Hz, dem hochwertigen und vorteilhaften blauen Design, unterstützt er Sie optimal im Praxisalltag.

Die vier Hauptmechanismen, die in der Literatur beschrieben sind:

- Entzündungshemmung (erhöhte Phagozytose)
- Schmerzregulierung (Analgesie)
- Stimulierte ATP-Synthese und Wundheilung
- Erhöhte Mikrozirkulation

Starten Sie umgehend - der Lieferumfang beinhaltet Ihren Lasotronic MTL mit Flächenadapter, den Transportkoffer, die Acrylablage, Therapeutenbrille und Patientenbrille zum Schutz der Augen – viel Spass und Erfolg.



### Systemspezifikation:

Wellenlänge:	785nm
Systemleistung:	Total minimal 105mW bis maximal 1050mW (21 Laserdioden, pro Diode in 5mW-Stufen regulierbar)
Frequenzmodulation:	1-9999.99Hz, 20 frei programmierbare Frequenzpositionen
Voreinstellung:	Alpha- und Nogierfrequenzen, Bahr, Reiniger, Chakra vorprogrammiert
Abmessungen:	L x B x H = ca. 310 x 105 x 47 mm
Gesamtgewicht:	430g
Stromversorgung:	110-240 V AC, 50-60 Hz, max. 12 VA, Steckernetzteil
Qualitätsstandards:	Klasse IIa Medizinprodukt nach RL 93/42 EWG, Laserklasse 3B nach EN 60825-12007

**Kontaktieren Sie uns – wir sind gerne für Sie da.**

Lasotronic AG - Untere Heslibachstrasse 41a - CH-8700 Küsnacht – Schweiz   
Tel : +41 44 984 17 17 - Fax : +41 44 984 17 18 - info@lasotronic.ch - www.lasotronic.com